

Программный модуль «Мультиэнергия (Контрастная спектральная маммография)»

Программный модуль предназначен для реконструкции снимков, полученных в режиме мультиэнергии (контрастной спектральной маммографии) с применением более детальной дифференциации низкоконтрастных и высококонтрастных областей железы.

Область применения – медицина, маммография.

Требования к установке:

- Системный блок:
 - объем жесткого диска, не менее 500 ГБ;
 - объем оперативной памяти, не менее 8 ГБ;
 - частота центрального процессора, не менее 3,2 ГГц;
 - скорость сетевой карты, не менее 100 Мбит/сек;
 - частота видеокарты, не менее 1 ГГц.
- Монитор:
 - диагональ не менее 17";
 - размер матрицы базового монитора (разрешение), не менее 1920x1080 пикселей.
- Клавиатура
- Мышь
- Операционная система - Microsoft Windows 7 или более поздняя версия